

# Max Generation



**LET  
BOOK**



## GHT CH La Rochelle & CH Rochefort (17)

### Equipement Hémostase : 3 STA R Max®

- La Rochelle : 2 STA R Max®, en mode alterné et en liaison, connectés MPL
- Rochefort : 1 STA R Max®, connexion directe au SIL



Centre Hospitalier  
de La Rochelle



#### Installation en 2016

Remplacement de 3 STA-R®  
(dont 1 connecté à une chaîne Roche)

**Activité laboratoire**  
1000 dossiers/jour

**Activité hémostase**  
200 tubes / jour  
Routine + Facteurs +  
Thrombose  
1 technicien dédié par  
site

#### Accréditation

TP, TCA, Fib

#### Une nouvelle organisation à La Rochelle :

Déconnexion de la chaîne  
et choix de travail en îlot  
avec les 2 STA R Max® en  
liaison

#### Rochefort :

Connexion directe au SIL  
➔ **Dans tous les cas**  
TAT\* < 2 heures

\*TAT = Temps Analytique Total

Monsieur Victor BAUNIN  
Biologiste Hémostasie



A La Rochelle, cette nouvelle organisation en ilot nous permet d'équilibrer la charge d'activité de nos appareils. Nous simplifions ainsi la comparaison des performances, et la gestion du pré-analytique.

Nous étions des utilisateurs satisfaits des STA-R Stago et notre choix s'est porté sur le STA R Max<sup>®</sup>, de part les évolutions supplémentaires du STA Coag Expert<sup>®</sup>. Ce nouveau système correspond complètement à nos attentes, que ce soit en termes de traçabilité, de validation des méthodes et de la gestion du TAT.

Enfin la qualité de service des équipes Stago est toujours aussi satisfaisante, tant lors des installations, que lors du suivi. Nous apprécions l'accompagnement régulier et de qualité de Stago.